


Anticorps Polyclonal Anti-Apolipoprotéine C3 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P02656

Numéro d'article: CM0017647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Apolipoprotéine C3 humaine (APOC3), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme lipidique et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Apolipoprotéine C3 pAb de lapin
Remarques/Alias	Apo-C3 ; ApoC-3 ; APOCIII ; Apolipoprotéine C3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	345
Identifiant du gène	345
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-99 de l'Apolipoprotéine C3 humaine (NP_000031.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02656
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace