


Anticorps Polyclonal Anti-Apolipoprotéine D (Apod) Pour Ihc-P Et Elisa - P05090

Numéro d'article: CM0019262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'apolipoprotéine D (APOD) humaine, validé pour IHC-P et ELISA. Convient à la recherche sur le transport lipidique, le métabolisme des lipoprotéines et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APOD Rabbit pAb
Remarques / Alias	APOD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	347
GeneID	347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-189 de l'APOD humaine (NP_001638.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05090
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace