


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apolipoprotéine E (ApoE) Pour Wb - P08226

Numéro d'article: CM0030477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'apolipoprotéine E (ApoE) de souris. Adapté pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ApoE Rabbit pAb
Remarques / Alias	Apo-E
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	348
GeneID	11816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 de l'ApoE de souris (NP_033826.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08226
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet de glace