

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Apolipoprotéine M (ApoM) Pour Elisa, If/Icc - O95445

Numéro d'article: CM0011080



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-apolipoprotéine M (ApoM) de haute qualité, validé pour l'ELISA, l'IF/ICC et l'IF-P. Reconnaît l'ApoM humaine, une protéine sécrétée de transport des lipides ; idéal pour la recherche cardiovasculaire et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ApoM Rabbit mAb
Remarques/Synonymes	G3a ; NG20 ; apo-M ; HSPC336 ; ApoM
Espèce	Humaine
ID du gène	55937
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ApoM humaine (O95445)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95445
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac réfrigérant