

Anticorps Polyclonal Anti-Apom Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95445

Numéro d'article: CM0026531



Introduction

ApoM Rabbit pAb validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ApoM humain, de souris et de rat. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 22-188 de l'ApoM humain. Adapté à la recherche sur le transport lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ApoM Rabbit pAb
Remarques / Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55937
GeneID	55937
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-188 de l'ApoM humain (NP_061974.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95445
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac isotherme