

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-App Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0017078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine précurseur du peptide bêta-amyloïde (APP) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence sur des échantillons humains, de souris et de rat. SWISS : P05067.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APP Rabbit pAb
Remarques / Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Espèces	Humain, Souris, Rat
GeneID (Humain)	351
GeneID	351
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'APP humain (NP_000475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05067
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace