

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-App (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0023697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'APP humaine, validé par KO pour les applications Western blot et ELISA. Reconnaît l'APP entière et les fragments d'amyloïde-bêta. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] APP Rabbit pAb
Remarques / Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Espèce	Humaine
GeneID	351
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Aβ42 humain (NP_000475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	P05067
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace