

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Appbp2 Pour Wb, Elisa - Q92624

Numéro d'article: CM0022566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APPBP2 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine 2 liant la protéine amyloïde, un composant clé de reconnaissance de substrat de Cul2 dans l'ubiquitination des protéines. Idéal pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APPBP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10513
GeneID	10513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 386-585 de l'APPBP2 humain (NP_006371.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92624
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sachet de glace