


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-APPL1 Pour Wb, Elisa - Q9Ukg1

Numéro d'article: CM0011206



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-APPL1 validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine adaptatrice multifonctionnelle APPL1 impliquée dans la signalisation cellulaire et la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche sur le trafic endosomal et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APPL1 mAb Lapin
Remarques/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26060
ID de gène	26060
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de l'APPL1 humaine (Q9UKG1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKG1
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Sac de glace