


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Appl1 Pour Wb, Elisa - Q9Ukg1

Numéro d'article: CM0030478



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin APPL1 pour Western blot et ELISA, réagit croisée avec l'APPL1 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la prolifération cellulaire, le métabolisme et la signalisation de l'insuline. Protéine de 80 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APPL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26060
GeneID	26060
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'APPL1 humain (NP_036228.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKG1
Poids Protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace