


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aprt (Validé Kd) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Numéro d'article: CM0010181



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'APRT humaine, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible l'adénine phosphoribosyltransférase, une enzyme clé de la voie de récupération des purines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] mAb de lapin anti-APRT
Remarques/alias	AMP ; APRTD
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	353
GenelD	353
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'APRT humaine (NP_000476.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07741
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant