


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aprt Pour Wb Et Elisa - P07741

Numéro d'article: CM0025922



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé ciblant l'APRT humain (adénine phosphoribosyltransferase). Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APRT Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMP ; APRTD ; APRT
Espèce	Humain
GeneID	353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'APRT humain (NP_000456.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07741
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace