


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aprt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Numéro d'article: CM0017382



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'APRT humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'APRT humaine, de souris et de rat (20 kDa). Idéal pour la recherche sur la voie de récupération de l'AMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APRT Lapin pAb
Remarques/Alias	AMP, APRTD, APRT
Espèce	Humain
ID de gène	353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'APRT humaine (NP_000476.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07741
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace