

Anticorps Polyclonal Anti-Aqp2 Pour Ihc-P, Elisa - P41181

Numéro d'article: CM0015569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AQP2 humain, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Détecte une protéine de 29 kDa. Idéal pour les recherches sur l'homéostasie hydrique rénale et le canal collecteur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AQP2 pAb de lapin
Remarques/alias	NDI2 ; AQP-CD ; WCH-CD ; AQP2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	359
ID du gène	359
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 147-271 de l'AQP2 humaine (NP_000477.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P41181
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Poche de glace