

## Anticorps Polyclonal Anti-Aqp2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41181

Numéro d'article: CM0021623



### Introduction

L'AQP2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; détecte l'AQP2 humaine avec réactivité croisée vers la souris, le rat. Convient pour les études sur le transport rénal d'eau et le diabète insipide.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | AQP2 Rabbit pAb                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)    | 359                                                                                                                    |
| GeneID             | 359                                                                                                                    |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 147-271 de l'AQP2 humaine (NP_000477.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                  |
| Application        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                    |
| SWISS              | P41181                                                                                                                 |
| Poids Protéique    | 29kDa                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                           |