

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aqp3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q92482

Numéro d'article: CM0029804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'AQP3 humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible l'aquaporine 3, essentielle pour le transport du glycérol, de l'eau et du H2O2 dans la recherche sur l'épithélium et la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AQP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	360
GeneID	360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-292 de l'AQP3 humaine (NP_004916.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92482
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace