


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aqp5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Numéro d'article: CM0007557



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AQP5 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude du transport de l'eau, de la fonction des glandes salivaires et de l'hydratation cutanée. PM 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-AQP5
Remarques/Alias	PPKB ; AQP-5 ; AQP5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	362
GeneID	362
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 165 et 265 de l'AQP5 humaine (NP_001642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P55064
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant