


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aqp5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55064

Numéro d'article: CM0025545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aquaporine-5 (AQP5), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier les canaux à eau dans la fonction des glandes salivaires, la diminution régulatrice du volume et la biologie des glandes sudoripares eccrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin AQP5
Remarques/Alias	PPKB ; AQP-5 ; AQP5
Espèce	Humain
ID du Gène	362
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 166-265 de l'AQP5 humain (NP_001642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55064
Poids Moléculaire Protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace