

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aqr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60306

Numéro d'article: CM0027331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARN hélicase aquarius (AQR/IBP160). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cet anticorps est idéal pour étudier l'épissage des pré-ARNm, la biogenèse des snoRNP et l'activité de l'ARN hélicase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AQR Rabbit pAb
Remarques / Alias	IBP160; fSAP164; AQR
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9716
ID du gène	9716
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-700 de l'AQR humain (NP_055506.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60306
Poids de la protéine	171 kDa
Expédition	Sac de glace