


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aquaporine-1 (Aqp1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

Numéro d'article: CM0012288



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Aquaporine-1 (AQP1) humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; détecte l'AQP1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études d'homéostasie hydrique et de transport membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Aquaporine-1 (AQP1) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CO ; CHIP28 ; AQP-CHIP ; Aquaporine-1 (AQP1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	358
GeneID	358
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29972
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace