

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aquaporine-1 (Aqp1) Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

Numéro d'article: CM0021322



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Aquaporine-1 (AQP1) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur les canaux aquaporins et le transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Aquaporine-1 (AQP1) Lapin pAb
Remarques/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporine-1 (AQP1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	358
GeneID	358
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-269 de l'Aquaporine-1 (AQP1) humaine (NP_932766.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29972
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace