


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aquaporine-10 (Aqp10) Pour Wb Et Elisa - Q96Ps8

Numéro d'article: CM0029817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Aquaporine-10 (AQP10) humaine. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme et la souris. Détecte une bande d'environ 32 kDa ; adapté à la recherche sur le transport du glycérol et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin anti-AQP10
Remarques / Alias	AQPA_HUMAN ; AQP10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	89872
GeneID	89872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-301 de l'AQP10 humaine (NP_536354.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96PS8
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace