

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aquaporine-3 (Aqp3) Pour Ihc-P, Elisa - Q92482

Numéro d'article: CM0026505

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aquaporine-3 (AQP3) humaine, validé pour IHC-P et ELISA. Détecte une protéine glycosylée de 32 kDa impliquée dans le transport du glycérol/de l'eau ; adapté à la recherche de biomarqueurs cutanés et rénaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AQP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	360
GeneID	360
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 193-292 de l'AQP3 humaine (NP_004916.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q92482
Poids Moléculaire Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace