

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aquaporine-4 (Aqp4) Pour Wb - P55087

Numéro d'article: CM0002138



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-Aquaporine-4 (AQP4) pour WB, IF-F, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'homéostasie hydrique cérébrale, du transport glymphatique et de la clairance de l'amyloïde-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Aquaporine-4 (AQP4)
Remarques / Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporine-4 (AQP4)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	361
GeneID	361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 256-323 de l'Aquaporine-4 (AQP4) humaine (NP_001641.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55087
Poids de la protéine	32kDa/34kDa
Expédition	Sachet de glace