

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aquaporine-4 (Aqp4) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P55087

Numéro d'article: CM0027664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aquaporine-4 (AQP4) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible un canal hydrique cérébral clé impliqué dans la clairance glymphatique et l'homéostasie hydrique du cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Aquaporine-4 (AQP4)
Remarques/Alias	MIWC ; WCH4 ; hAQP4 ; Aquaporine-4 (AQP4)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	361
GeneID	361
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 256-323 de l'Aquaporine-4 (AQP4) humaine (NP_001641.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55087
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace