

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aquaporine 8 (Aqp8) Pour Wb, If/Cci, Elisa - O94778

Numéro d'article: CM0028816

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AQP8 validé pour WB, IF/CCI, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du transport de l'eau et du peroxyde d'hydrogène par l'aquaporine 8, de la sécrétion biliaire et de la fonction mitochondriale. Poids moléculaire estimé d'environ 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AQP8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AQP-8 ; AQP8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	343
Identifiant du gène	343
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de l'AQP8 humain (NP_001160.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94778
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sachet isotherme