

Anticorps Polyclonal Anti-Araf Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10398

Numéro d'article: CM0018735



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARAF humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Adapté à la détection d'ARAF dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation mitogénique et la différenciation myogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARAF Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	369
GeneID	369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 371-606 de l'ARAF humain (NP_001645.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10398
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sachet de glace