

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Pour Wb, Elisa - Q7Lc44

Numéro d'article: CM0030389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité contre l'ARC/Arg3.1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'ARC humain et murin ; idéal pour la recherche sur la plasticité synaptique et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ARC Lapin pAb
Remarques/Alias	hArc; Arg3.1; ARC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23237
GeneID	23237
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ARC humain (NP_056008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7LC44
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace