

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arcn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Numéro d'article: CM0024374

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la sous-unité delta du coatomère (ARCN1) pour applications WB, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Fait partie du complexe coatomère impliqué dans le transport du Golgi vers le RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARCN1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	372
GeneID	372
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212-511 de l'ARCN1 humain (NP_001646.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48444
Poids moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace