


Anticorps Polyclonal Anti-Arf1 Pour Wb, Elisa - P84077

Numéro d'article: CM0028731



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le facteur 1 d'ADP-ribosylation humaine (ARF1, P84077).

Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat.

Convient pour des études sur le trafic golgien, la plasticité synaptique et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PVNH8 ; ARF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	375
GeneID	375
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-181 de l'ARF1 humain (P84077).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84077
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace