


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Arf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P84077

Numéro d'article: CM0008017



Introduction

mAb Lapin ARF1 pour Western blot, IF/ICC, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Cible le facteur d'ADP-ribosylation 1, une petite GTPase cruciale pour le trafic des protéines et la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin ARF1
Remarques/Alias	PVNH8; ARF1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	375
ID de Gène	375
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-150 de l'ARF1 humain (P84077).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84077
Poids Protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace