

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arf12 (Arf12 D'oryza Sativa) - Arf12

Numéro d'article: CM0018999

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ARF12 détecte l'ARF12 d'Oryza sativa (Q0J951, 91kDa). Convient pour le WB et l'ELISA. Validé sur le riz, ce pAb est idéal pour la recherche végétale et les études sur la signalisation auxine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ARF12
Remarques/Alias	ARF8 ; ARF12 ; OsARF8 ; OsJ_16583
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du gène	4337363
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 710-818 de l'ARF12 d'Oryza sativa. (Q0J951)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
Poids moléculaire de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace