


Anticorps Polyclonal Anti-Arf4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18085

Numéro d'article: CM0028620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARF4 humain (facteur 4 d'ADP-ribosylation) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Usage recherche dans le trafic golgien et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF4 pAb de lapin
Remarques/Alias	ARF2 ; ARF4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	378
Identifiant du gène	378
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ARF4 humain (NP_001651.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18085
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace