

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arf5 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P84085

Numéro d'article: CM0024118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARF5, validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du facteur 5 d'ADP-ribosylation dans le trafic golgien, la signalisation mTORC1 et le contrôle qualité lysosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ARF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARF5; F5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	381
GenelD	381
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ARF5 humain (NP_001653.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84085
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace