

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arf5 Pour Wb, Elisa - P84085

Numéro d'article: CM0028662



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARF5 humain. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte l'ARF5 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le trafic de l'appareil de Golgi, la signalisation mTORC1 et le contrôle de qualité des lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARF5
Espèce	Humain
GeneID	381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ARF5 humaine (NP_001653.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84085
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace