

Anticorps Monoclonal Anti-Arf6 Pour Wb, Elisa - P62330

Numéro d'article: CM0003153



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ARF6 validé pour Western blot et ELISA, à réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la GTPase ARF6 dans le recyclage endocytaire, la dynamique du cytosquelette et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ARF6; facteur 6 d'ADP-ribosylation
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	382
GeneID	382
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 76 et 175 de l'ARF6 humain (P62330).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62330
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace