

Anticorps Polyclonal Anti-Arf6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Numéro d'article: CM0014576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARF6 humain (P62330), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ARF6 humain, de souris et de rat ; adapté à l'étude du trafic membranaire et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF6 pAb de lapin
Remarques / Alias	ARF6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	382
Identifiant du gène	382
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de l'ARF6 humain (NP_001654.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62330
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace