

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arfgap1 Pour Wb, Elisa - Q8N6T3

Numéro d'article: CM0026369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARFGAP1 de haute qualité, validé pour Western blot et ELISA. Détecte l'ARFGAP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic membranaire et la dynamique du Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARFGAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55738
GeneID	55738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ARFGAP1 humain (NP_001268411.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6T3
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace