


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arfgap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Numéro d'article: CM0023487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARFGAP2, une protéine activatrice de GTPase pour ARF1 impliquée dans le transport ER-Golgi. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ARFGAP2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	IRZ ; ZFP289 ; ZNF289 ; NBLA10535 ; ARFGAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84364
GeneID	84364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 242-521 de l'ARFGAP2 humain (NP_115765.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6H7
Poids Moléculaire Protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace