


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arfgef1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6D6

Numéro d'article: CM0019333



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ARFGEF1 détecte l'ARFGEF1 humain (BIG1), un facteur d'échange de nucléotides guaniques associé au Golgi de 209 kDa. Adapté aux applications WB et ELISA dans la recherche sur le trafic vésiculaire, il est idéal pour étudier la structure du Golgi, la polarité cellulaire et la maturation des intégrines dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARFGEF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10565
GenelD	10565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-420 de l'ARFGEF1 humain (NP_006412.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6D6
Poids protéique	209kDa
Expédition	Sac de glace