

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Arfrp1 / Arp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13795

Numéro d'article: CM0002588

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'ARFRP1/ARP humain (Q13795) pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du trafic golgien et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARFRP1 / ARP mAb lapin
Remarques / Alias	ARP ; Arp1 ; ARL18 ; ARFRP1 / ARP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10139
GenelD	10139
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 102 et 201 de l'ARFRP1 / ARP humain (Q13795)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13795
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac isotherme