

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arfrp1 Pour Wb Et Elisa - Q13795

Numéro d'article: CM0017599

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARFRP1 pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'ARFRP1 humain, souris et rat, une GTPase du trans-Golgi régulant le tri des protéines et la lipidation des lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ARFRP1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias                | ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1                                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                           |
| GenelD (Humain)                  | 10139                                                                                                                            |
| GenelD                           | 10139                                                                                                                            |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-201 de l'ARFRP1 humain (NP_001254476.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                            | Q13795                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 23 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                     |