


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arginase 1 (Arg1) Pour Wb, If-P, Elisa - P05089

Numéro d'article: CM0019168



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Arginase 1 (ARG1) humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunoperoxydase et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du cycle de l'urée et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arginase 1 (ARG1) pAb de lapin
Remarques/Alias	ARG1 ; arginase-1 ; Arginase 1 (ARG1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	383
GeneID	383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-322 de l'Arginase 1 (ARG1) humaine (NP_000036.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05089
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace