


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Arginase 2 (Arg2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

Numéro d'article: CM0003955



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'arginase 2 humaine (ARG2), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible l'arginase-2 mitochondriale, un régulateur clé du métabolisme de l'arginine, de la réponse immunitaire et de la fonction endothéliale. Idéal pour la recherche en immunologie et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Arginase 2 (ARG2) mAb Lapin
Remarques/Alias	ARG2; arginase 2; Arginase 2 (ARG2)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	384
GeneID	384
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 255-354 de l'arginase 2 humaine (ARG2) (P78540)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78540
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace