

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Numéro d'article: CM0030687



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Argonaute-2 (AGO2/EIF2C2) humain. Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ARNi et le silençage génique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | pAb de lapin anti-Argonaute-2                                                                                                       |
| Remarques/Alias              | PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2                                                                            |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                              |
| Identifiant du gène (Humain) | 27161                                                                                                                               |
| Identifiant du gène          | 27161                                                                                                                               |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-115 de l'Argonaute-2 humain (NP_036286.2) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                               |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                        | Q9UKV8                                                                                                                              |
| Poids de la protéine         | 97 kDa                                                                                                                              |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                        |