

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Argonaute-2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Numéro d'article: CM0002445



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'Argonaute-2 humain (Ago2). Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'ARNi et l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Argonaute-2 Lapin mAb
Remarques/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	27161
ID de Gène	27161
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKV8
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace