

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Argonaute-2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Numéro d'article: CM0004710



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Argonaute-2 validé par KD pour Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'interférence ARN et le silençage génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-Argonaute-2
Remarques / Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27161
GeneID	27161
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 101-200 de l'Argonaute-2 humain (NP_036286.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKV8
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace