

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Argonaute-2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Numéro d'article: CM0030556



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-Argonaute-2 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Argonaute-2 est un composant central du RISC qui médie le silençage génique guidé par miRNA/siRNA pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Argonaute-2
Remarques / Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	27161
GenelD	27161
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Argonaute-2 humain (NP_036286.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9UKV8
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace