


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgap1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q07960

Numéro d'article: CM0027541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ARHGAP1 humain, une protéine activatrice des GTPases Rho qui régule Cdc42, Rac et Rho. Validé pour WB, IP et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	392
ID de gène	392
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-439 de l'ARHGAP1 humain (NP_004299.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07960
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace