

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgap11B Pour Wb, Elisa - Q3Krb8

Numéro d'article: CM0020840

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARHGAP11B de haute qualité pour Western blot et ELISA. Cible l'ARHGAP11B humain (SWISS : Q3KRB8), une protéine spécifique des hominines essentielle au développement du néocortex. Idéal pour la recherche neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGAP11B Rabbit pAb
Remarques / Alias	B'-T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-267 de l'ARHGAP11B humain (NP_001034930.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q3KRB8
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace